



TEHNIČNI PODATKI: FISIOTEK 3000TS

Rehabilitacija kolka in kolena	X
Rehabilitacija gležnja	X
Kontrola hitrosti pri fleksiji	X
Kontrola hitrosti pri ekstenziji	X
Kontrola moči	X
Nastavitev časa delovanja	X
Samodejno povečanje ekstenzije	X
Samodejno povečanje fleksije	X
Premor med krčenjem	X
Premor med iztegovanjem	X
Ogrevanje	X
Nastavljiva podpora za stopalo	X
Samodejno povečanje ekstenzije na zgornji meji	X
Samodejno povečanje fleksije na zgornji meji	X
Ponovitve na zgornjih mejah fleksije	X
Ponovitve na zgornjih mejah ekstenzije	X
Uporaba spominske kartice	X
Območje gibanja kolena	0° / 110°
Območje gibanja gležnja	20° / 0° / 40°
Območje gibanja kolka	-7° / 115°
Hitrost	0,8°/sec. ÷ 3,5°/sec.
Moč	0 ÷ 40Kg.
Napajanje	85 ÷ 260 V ~ 50÷60 Hz
Varnost	Razred 1 B Standard EN 60601-1
Elektromagnetska združljivost	skupina 1 razred B Standard EN 60601-1-2
Klasifikacija po EEC dir. 93/42	razred IIa
Teža	14 kg

Naprava in dodatki ustrezajo zahtevam po varnosti in zdravju, ki jih narekuje direktiva EGS 93/42.

